




## HENRY SCHEIN®

ヘンリーシャイン (NASDAQ: HSIC) は、歯科医院をはじめ、動物病院・一般医科診療所向けに、ヘルスケア製品とサービスを提供する、世界33ヶ国で活動している流通業者です。


ヘンリーシャイン (NASDAQ: HSIC) は、歯科医院をはじめ、動物病院・一般医科診療所向けに、ヘルスケア製品とサービスを提供する世界的な流通業者です。もちろん、歯科技工所、国公立病院等へのサービスも行っています。フォーチュン®が選ぶ上位500社の企業に入っており、またS&P500®とNASDAQ100®インデックスのメンバーです。25,000人以上を雇用し、100万人以上のお客様にサービスを提供しております。

ヘンリーシャインは、先生方が効率的に診療を行い、患者さんに高品質なケアを提供されるために、付加価値のあるソリューションを含む幅広い製品とサービスを提供します。ヘンリーシャインは、集中化ならびにオートメーション化した流通ネットワークを通して、300,000種類以上の取扱商品とヘンリーシャイン・プライベートブランド製品を在庫に持ち、さらに150,000以上の受注発注商品を取り扱っています。

### Henry Schein Japan Group Dealers



# HENRY SCHEIN® Products



指先に滑り止め加工を施しております。厚み0.06mmで、弊社グローブラインアップ中、最薄仕様です。

### ヘンリーシャイン ニトリルグローブ パウダーフリー

ニトリルゴム（合成ゴム）を使用しているため、ラテックス・アレルギーの心配がありません。また、突き刺し強度が高く、耐薬品性、耐摩耗性にも優れています。フィット感がよく滑りにくいグローブです。

- カラーラインナップ：ホワイト/パープル
- サイズ：SS/S/M (ホワイトのみ)
- 包装：1箱100枚入り

### ヘンリーシャイン ニトリルグローブ パウダーフリー N300

外箱の大きさが弊社の100枚入りとほぼ変わらないサイズでたっぷり300枚入りなので、コストパフォーマンスが優れたグローブです。省スペース大容量なので、交換周期も通常の100枚入りより長持ちします。

- カラーラインナップ：アイスブルー
- サイズ：XS/S/M
- 包装：1箱300枚入り



### ご存知ですか？

天然ゴムに含まれるラテックス蛋白質が皮膚と接触することによって起こる、痒みや蕁麻疹、アナフィラキシーショックなどの即時型アレルギー反応をラテックス・アレルギーといいます。特にラテックスグローブを頻繁に着用している歯科医療従事者の方は発症リスクが高いと考えられます。もちろんすべての方が必ず発症するわけではありませんが、ラテックス・アレルギーの心配がないニトリルグローブを使用されるお客様が増えています。

参考：日本ラテックスアレルギー研究会 <http://latex.kenkyuukai.jp/about/>



### ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー ポリマー加工タイプ

天然ゴムラテックスを使用しており、指先までしっかりフィットします。滑り止め加工を施しているため、作業性、装着感ともに快適です。良質な天然ゴムを使用し、弾力性、伸縮性に優れています。

- サイズ：SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

### ヘンリーシャイン ラテックスグローブ パウダーフリー ダブル塩素処理タイプ

グローブの内側と外側の両方に塩素処理加工をすることにより、ラテックス蛋白の抽出レベルを下げ、ラテックス・アレルギーの発症を少なくします。また、ダブルグローブの一枚目としても大変使用しやすくなっています。

- サイズ：SSS/SS/S/M
- 包装：1箱100枚入り

### ヘンリーシャイン ラテックスグローブ CL2 塩素処理タイプ

伸縮性に富み、脱着が容易な塩素処理ラテックスグローブです。表面にはエンボス加工を施し、快適なグリップ感を提供します。

- サイズ：XS/S/M
- 包装：1箱100枚入り




## ヘンリーシャイン デンタルマスク

抜群の液体防護性と、BFE（細菌濾過率）95%の高い濾過精度を実現！

イヤークリップは肌を刺激しにくい外付けの平ゴムを使用しています。また、ノーズワイヤーは柔らかく、長時間装着しても痛くなりやすい設計です。

- カラーラインナップ：ホワイト/ピンク
- 包装：1箱50枚入り



## ヘンリーシャイン ヘッドレストカバー

ゴム入りで伸縮性があるヘッドレストカバーです。コンパクトな蛇腹折りになっているため、収納時に場所を取りません。

- カラーラインナップ：ホワイト/ブルー
- サイズ：20mm×190mm（蛇腹折り時）
- 包装：1袋100枚入り



## ヘンリーシャイン デンタルエプロン

薄手ながら高い吸水性と撥水性を兼ね備えている紙エプロン。表面不織布素材2枚、裏面防水加工素材1枚の3相構造になっています。テープ付きタイプとスクエアタイプがございます。

- カラーラインナップ：ピンク/ブルー（テープ付き）  
ピンク/ブルー/イエロー/グリーン/ピーチ/  
レインボー（ピンク・ブルー・イエロー・グリーン  
各125枚入り）（スクエア）

- 包装：テープ付き 1箱100枚入り  
スクエア 1箱500枚入り



## ヘンリーシャイン ペーパーカップ

お得な3000個入り。飽きのこない、シンプルで清潔感のあるデザインです。耐久性が高く、長時間の治療でも変形しにくくなっております。

- 包装：5oz用 1箱3000個入り




## ヘンリーシャイン 滅菌バッグ

サイズを各種取り揃えておりますので、内容物に応じて使い分けて頂けます。シール部分の粘着力が強く、滅菌後開封した際に破れることなく綺麗に開けることができます。

- 包装：1箱200枚入り
- ※オートクレーブ・E.O.G.滅菌用インジケーター付き

ストレスなくバリッと開封できます。



## ヘンリーシャイン ペーパーパートレー

しっかりした厚手のディスプレイーパーパートレーです。内側にコーティングを施しており、丈夫で使いやすいと評判です。

- サイズ：225mm×138mm×17mm
- 包装：1箱100枚入り



## ヘンリーシャイン 滅菌バッグ ロールタイプ

丈夫で耐久性に優れた滅菌バッグのロールタイプです。必要な長さにカットしてご使用頂けるので、無駄がなく経済的です。

- 包装：1箱200m入り
- ※オートクレーブ・E.O.G.滅菌用インジケーター付き



## ヘンリーシャイン IP スマートカバー

デジタルX線のイメージングプレート用ディスプレイーパーカバーです。上部にシールが付いており、IPセンサーを収納できます。また、片側が透明になっているため、IPセンサーの方向が確認できます。柔らかい素材のため、患者さんの違和感を軽減します。

- <サイズ#2・大人用>996-0225
- <サイズ#0・小児用>996-0224
- 包装：1箱100枚入り