




防湿コットンロール

日本製

iOPロールメン

滅菌済




毛羽立ちが少ない

優れた吸水性

型崩れしにくい

- 表面の特殊加工で、繊維の毛羽立ちや絡み付きが少ないです。
- 吸水性・保水性に優れ、適度な硬さで圧排し、処置がしやすいです。
- 滅菌済みで、すぐに使用できます。



規格	入数	JANコード
φ10mm × 30mm	4600本入 (200本 × 23パック)	4971089105503

掲載している商品情報は、2025年4月現在のものです。

お問合せ先：Henry Schein Japan株式会社
〒110-0016 東京都台東区台東2-23-7
E-mail：info@henryschein.co.jp

製造元：イトツキ株式会社 〒174-8556 東京都板橋区志村1-32-18



iOPブランドは、お客様に高品質でお求めやすい価格の商品を提供する、ヘンリーシャインジャングル各社の専売商品です。