

ステリパウチは PVA（ポリビニルアルコール）フリーなので、水溶性の接着成分[※]のような異物が滅菌中に溶出することがほとんどありません。 ※滅菌中に溶出した PVA 成分が医療機器の内部に入り込んで固着すると、不具合や故障を引き起こす場合があります。医療用包装資材分野の大手であるフランス ステリメッド社の医療用紙を試用しており、紙粉がほとんど出ません。

ヘンリーシャイン 滅菌バッグ

サイズを各種取り揃えておりますので、内容物に応じて使い分けていただけます。シール部分の粘着力が強く、滅菌後開封した際に破れることなく綺麗に開けることができます。 ■包装：1箱200枚入り



① 996-0353 / 57mm×100mm



② 996-0354 / 70mm×230mm



③ 996-0355 / 90mm×165mm



④ 996-0356 / 90mm×230mm



⑤ 996-0357 / 135mm×260mm




⑥ 996-0358 / 190mm×330mm


ヘンリーシャイン 滅菌バッグ ロールタイプ

丈夫で耐久性に優れた滅菌バッグのロールタイプです。


必要な長さにカットしてご使用いただけるので、無駄がなく経済的です。 ■包装：1箱200m入り




① 996-0359 / 幅55mm



② 996-0360 / 幅75mm




③ 996-0361 / 幅100mm



④ 996-0362 / 幅150mm

インジケーターの色の変化



オートクレープ・EOガス滅菌両方で使用可能です。


取り扱いについて



器材を滅菌バッグの中に入れ、封をします。



オートクレープ滅菌または、エチレンオキサイドガス滅菌をします。



ご使用の際は、封入したときと反対側から開封してください。